

# 実験動物用マーカー アニマルマーカー

黒色新発売!




Standard Tip  
FG2000

Fine Tip(細字)  
FG2200

アニマルマーカーは「法定色素」を使用した安全性に優れた実験動物用マーカーです。実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。「法定色素」とは食品・医薬品・化粧品等に使用することのできる色素として、厚生労働省令に定められている色素で個々の色素の名称（構造）、品質規格および試験方法等が厳密に規定されています。動物の大きさや、塗布する面積により異なりますが、1本のアニマルマーカーで300～500匹程度のラットを処理できます。通常6週間程度は識別力を保ちます。

**\* アニマルマーカーは白色動物の被毛に塗り込むマーカーです。**

\* 動物の皮膚に使用される場合、識別力は落ちますので、2-3日に一度、重ね塗りが必要となります。



**黒色が新登場!!**

## ◎FG2000 シリーズ

型番	色
FG2000B	青
FG2000G	緑
FG2000R	赤
FG2000Y	黄
FG2000D	オレンジ
FG2000K	黒

容 量	15ml (1本)
数 量	同色2本1組
定 価	¥6,000.-



<ペン先：約 15 x 8 x 10 mm>

## ◎FG2200(細字) シリーズ

型番	色
FG2200B	青
FG2200G	緑
FG2200R	赤
FG2200Y	黄
FG2200D	オレンジ
FG2200K	黒

容 量	10ml (1本)
数 量	同色3本1組
定 価	¥7,200.-



<ペン先：約 3.0 x 7.0 mm>

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。  
表示価格に消費税は含まれていません。

本製品は動物実験研究用であり、臨床用にはご使用になれません。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室 町 機 械 株 式 会 社**

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750  
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店