

## IMPACT-1000B

### Stereotaxic Instrument for Small Animals


### 小動物用ステレオタキシク



IMPACT-1000B は高品質・低価格の小動物用ステレオタキシクです。抜群の品質・精密さ・使い易さ・耐久性を特長としております。標準機種はラット用(IMPACT-1000B)で、オプションのマウスアダプタと交換することによりマウスにも使用できます。また、ブレイン・インフュージョン用にステレオタキシク・インジェクタを取り付けることもできます。

材 質	“U”フレーム & ベースプレート:アルミ合金 その他の部分:ステンレススチール
寸 法	ベースプレート: W255 x D350 mm
重 量	約 5 kg

◎ IMPACT-1000B/RM マウス・ラット兼用ステレオタキシク



<構成>

IMPACT-1000B

マウスアダプタ MA-625

IMPACT-1000B のラットアダプタを  
MA-625 と交換すればマウスで使  
用できます。

◎ IMPACT-1000B+ステレオタキシク・インジェクタオプション

<構成>

IMPACT-1000B

ステレオ用インジェクタ(Legato130)

\*Legato130 にフットスイッチは付属しておりません。  
別売りのオプションとなります。



◎ IMPACT-1000B+ガス麻酔オプション



<構成>

IMPACT-1000B

小動物用オールインワン麻酔器 MK-AT210D

ラット用麻酔マスク GAM-R/MK

麻酔器と余剰ガス回収装置が一体となっており、  
安全に実験をすることが可能です。

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室町機械株式会社**

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750  
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店