

ラット・マウス用気管挿管具 MK-OS1



本製品は、喉頭鏡のようにラットまたはマウスへの気管挿管作業を補助する器具になります。

挿管具の照明の明るさを調節できます。（単二電池 2 本を使用）

※挿管具装置は充電式ではありません。


動物に挿管する補助具 specula は別売で、ラット用、マウス用 short、マウス用 long の 3 つがあり、機器本体との脱着が簡単にできます。

<マウス・ラット挿管具 1 式 内訳>


・挿管具（ライト部分含む）（単二電池×2 本付） × 1

・specula × 1


（specula は、ラット用、マウス用 short、マウス用 long からいずれか 1 つを選択して下さい）



ラット用 specula



マウス用 specula(short)



マウス用 specula(long)

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店