

## ローコスト版小動物麻酔スターターセット I MK-A100ecoW-ST/ I



※余剰麻酔ガス回収装置は含まれません（別途医薬品の麻酔薬が必要です。）

本セットは、イソフルラン、セボフルラン等気化麻酔薬を使用した麻酔スターターセットです。麻酔ガスを発生させる麻酔器、導入麻酔用の麻酔箱、維持麻酔用のマウスピース、余剰麻酔ガス回収フィルタが各1と、麻酔回路に必要な接続用チューブ、接続用コネクタが一式に含まれておりますので、麻酔薬を充填すれば、麻酔の導入・維持を行うことができます。（医薬品以外の麻酔薬を使用される場合は、別売のアダプタが必要になります。）

セット内訳		麻酔器 仕様			
麻酔器本体	1	流量	0.5 ~ 5 L/min	外寸	W170 × D210 × H370mm (麻酔器)
気化器 (1個選択) *ボトリアダプタ付	1	濃度	0 ~ 5%	重量	7.5 kg
シリコンマウスピース(ラットかマウス)	任意の 1個	充填 容量	約 140ml (最大量)	電源	100VAC 20W
接続チューブ、コネクタ	各1式				
麻酔箱 (以下の表任意の1)	1台				
麻酔ガス回収フィルタ	1				

麻酔箱仕様(以下の内任意の1つ選択)	
麻酔箱ミニ MK-ICXS	約 16×10×H10cm (チューブ部分含まず)
麻酔箱スモール MK-ICS	約 25×10×H10cm (チューブ部分含まず)
麻酔箱ミドル MK-ICM	約 25×15×H20cm (チューブ部分含まず)

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室町機械株式会社**

本社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィナーネ箱崎 TEL:092-651-7750  
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店