


麻醉ガスマルチチャンネルステーション

MK-MGD8-Tray



*麻醉箱は別売りです。

麻醉ガスマルチチャンネルステーションは麻醉ガスを8分割して供給・回収することが可能で、煩雑だったチューブの配管もすっきりと納めることができます。

各ポートに流量計を付けなくともポート間の流量ムラを抑えることが出来るように設計されております。

麻醉箱(オプション)を箱の上部に置くことができますので、作業スペースをさらにすっきりとさせることが可能です。

| 仕様 | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 外形寸法 | W320 × D230 x H155mm (ポート部含まず) |
| 重量 | 約3 kg |
| ポート(ch数) | 供給・回収各8ch |
| 簡易マウスピース 8本付属(マウス・ラット用ご指定ください) | |

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーナ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL <http://www.muromachi.com/>

販売代理店