


ステレオタキシク用 ネオネイタルラット&マウスアダプタ MA-625



本装置は、ステレオタキシク用のネオネイタルラット及びマウス用アダプタです。既存のステレオタキシクにセットするだけで簡単に使用する事が可能です。また独立設計の為、よりマウスに適した固定が可能となっております。イアバーには、ラバーキャップの他に Jaw holder が付属しておりますので、用途に合わせた固定が可能となります。

仕 様	
寸 法	W70 x D275 x H110mm
重 量	約 1 kg

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィエネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店