

BAT-12 マイクロプローブ・サーモメータ (Physitemp社製)

◆コンパクトで高精度なポータブル型デジタル温度計



※画像は温度計BAT-12・プローブHT-1・スタンドTTS-4

- ポータブル型なので室内での測定はもちろん、野外での温度測定にも最適です。(キャリングケース付)
- 動物の直腸、組織内部、半固体、液体温など様々な部位の温度測定が可能です。

仕様

測定温度範囲	-100°C ~ +200°C
分解能	0.1 °C
精度	0.1% ± 1digit
冷接点補償範囲	0°C ~ 50°Cで±0.1°C
アナログ出力	約10mV/°C
熱電対プローブ	Tタイプ(銅コンスタンタン)
電源	BAT-12 : 006P型乾電池(9V)
	BAT-12R : ACアダプタ、ニッケル水素充電電池
寸法・重量	W127 × D152 × H64 (mm)、0.9kg

型式	品名
BAT-12	マイクロプローブ・サーモメータ(電池式)
BAT-12R	マイクロプローブ・サーモメータ(充電式)
EXT-6	プローブ延長ケーブル(6フィート)
TTS-4	アングル可変ティルトスタンド
SWT-2	Tプローブ2スイッチボックス(BAT-12用 2プローブ切替)

※プローブは付属していません。別途温度プローブカタログよりお選び下さい。
 ※アナログ出力はリニアライズされていません。

外観及び仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラファイネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: http://www.muromachi.com/

販売代理店