

(8) アクセサリ

MODEL K-7 ピペットホルダ 定価 ¥8,000.-



仕 様	
外形寸法	L92 x ϕ 7 mm
重 量	10 g

MODEL K-4 ピペットホルダ 定価 ¥8,000.-



仕 様	
外形寸法	L97 x ϕ 4 mm
重 量	9 g

MODEL K-4S ピペットホルダ 定価 ¥8,000.-



仕 様	
外形寸法	L67 x ϕ 4 mm
重 量	7 g

MODEL B-1 ボールジョイント 定価 ¥10,000.-




仕 様	
外形寸法	L90 x ϕ 7 mm
重 量	25 g

MODEL KI-4 インジェクションホルダー 定価 ¥13,000.-



仕 様	
外形寸法	L123 x ϕ 4 mm
重 量	7 g

MODEL B-2 ボールジョイント 定価 ¥10,000.-



仕 様	
外形寸法	L35 x ϕ 4 mm
重 量	7 g

MODEL U-1 ユニバーサルジョイント 定価 ¥25,000.-



先端のすぐれもの

ロックノブの配置を上により、操作し易く、コンパクトで省スペースです。

首ふり・おじぎ機能がついています。

* 写真のホルダは別売です。

仕 様	
外形寸法	W80 x D24 x H45 mm
重 量	60 g

MODEL W-1 W ピペットホルダ 定価 ¥50,000.-



ちょっとしたアイデアですっきりセットに

小型化し、より接近しての平行取付も可能になりました。ピペットの取り付け、取り外しが簡単に行えます。首ふり・おじぎ機能がついています。

* 写真のホルダは別売です。

仕 様	
外形寸法	W80 x D24 x H60 mm
重 量	70 g

MODEL G-1/G-2/G-3 マグネットスタンド 定価 G1¥18,000.- G2¥15,000.- G3¥10,000.-



マニピュレータの大きさに合わせた 3 タイプ

マニピュレータ の下部にマグネットが収まりすっきりセット出来ます。

それぞれ $\phi 10\text{mm}$ ・ $\phi 10\text{mm}$ ・ $\phi 6\text{mm}$ の 取付バーとなっています。

仕 様	
外形寸法	G1 : W50 x D60 x H55 mm G2 : W35 x D40 x H45 mm G3 : W12 x D23 x H7 mm
重 量	G1 : 1,100 g G2 : 300 g G3 : 45 g