

(6) 実体顕微鏡用

実体顕微鏡に最適

スピーディな動き。そして、取付も簡単に。実体顕微鏡にぴったりな動きをしています。

MODEL SJ-1 手動ジョイスティックタイプ 定価 ¥110,000.-



今までにない実体顕微鏡専用器

40倍前後の実体顕微鏡下での仕事はマニピュレータでは細かすぎ、手動では粗すぎて能率が悪いという問題を解決した実体顕微鏡用のマニピュレータです。取付金具の向きを変える事で、左右の切り替えも可能になっています。

仕 様	
付 属 品	ユニバーサルジョイント(U-1)・ピペットホルダ(K-4)
駆動距離	[粗動]Z 15mm ジョイスティック(X-Y平面最大駆動距離)15mm
外形寸法	W65 x D79 x H90 mm
重 量	0.185 kg

(7) サブマニピュレータ

安定したマニピュレータがワンコインの大きさで

MODEL SF-1 三次元小型 (一軸微動) 定価 ¥80,000.-

小型でもにぎりやすいハンドル

ハンドルの位置がすべて同列になっているので、スリム設計でマルチセッティングが可能です。X軸には微動も付いております。手のひらサイズのマニピュレータなので、サブマニピュレータとしてお使いになれます。



仕 様	
付 属 品	ボールジョイント(B-2)・ピペットホルダ(K-4S)
駆動距離	[微動]X 5 mm [粗動]X 10 mm Y/Z 15 mm
外形寸法	W60 x D20 x H45 mm
重 量	0.07 kg