

米国 A S I 社製

# ラット/マウス用 ブレインマトリックス



CORONAL

SAGITTAL

脳の形にくりぬいた亜鉛製のブロック内に脳サンプルを入れ、カミソリ刃を落とすだけで新鮮脳のスライスが得られます。ブロックには等間隔（1mm）にスリットが刻まれているので、作業はとても簡単です。従来、脳スライスサンプルを作成する作業には経験を要し、個人の技量によりその厚さ等が異なるため実験上不都合なことがありましたが、この金属製ブレインスライサを使用することにより誰にでも再現性の高いスライスサンプルを作成することができるようになりました。

ラット用とマウス用の2種類があり、スリット間隔はどちらも1mmです。

更に、コロナル(CORONAL)とサジタル(SAGITTAL)の2タイプが用意されていますのでご注文の際にはいずれかをご指定下さい。

材質	対象	スリット間隔	スリット方向	型式
亜鉛	Adult Mouse 30g	1mm	Coronal	BS-Z 2000C
	Adult Mouse 30g	1mm	Sagittal	BS-Z 2000S
	Rat 125-185g	1mm	Coronal	BS-Z 3000C
	Rat 125-185g	1mm	Sagittal	BS-Z 3000S
	Rat 200-400g	1mm	Coronal	BS-Z 4000C
	Rat 200-400g	1mm	Sagittal	BS-Z 4000S

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室 町 機 械 株 式 会 社**

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444  
 大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
 福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラファイネ箱崎 TEL:092-651-7750  
 E-mail : sales@muromachi.com URL http://www.muromachi.com/

販売代理店