

# 余剰麻酔ガス回収装置

## テルミナドール TERMINADOR

### MK-T101 Anesthetic Gas Scavenging System



\* ディスポーザブルフィルターは別売です

#### 主な特長

テルミナドールは余剰麻酔ガスの回収装置で、これを使用することにより実験者が余剰麻酔ガスに曝<sup>さら</sup>される危険性が大幅に減少します。

余剰ガスはバキュームにより捕集され、ディスポーザブルフィルタ（フルオソーバフィルタ、ピュアフィルタ）に吸着されます。

**注意: Nitrous Oxide (笑気ガス) は除去できません。**

テルミナドールは従来の回収装置と比較し、省スペースで使用でき、吸引力の調整が可能です。

本装置にはマウス・ラット用マスク 2ch が 1 個標準付属品として含まれていますが、ディスポーザブルフィルタは別売です。

オプションとして、麻酔ガス検知器（別売）と組み合わせて使用する事ができます。

仕 様	
本体外形寸法	W210 X D230 X H100mm
重 量	4 kg
電 源	100VAC 30 W

標 準 構 成	
本 体	1
チュービングアセンブリ	1
2ch マウス・ラット用マスク	1

別 売 付 属 品	
型 番	品 名
MK-T100-F50	フルオソーバフィルタ(6個入/箱) * ハローセン・イソフルレン対応
MK-T100-FEP	ピュアフィルタ(6個入/箱) * ハローセン・イソフルレン・セボフルレン・エンフルレン対応
MK-T100-M	2ch マウス・ラット用マスク * サイズの大きなマスクも取り扱っておりますので、 ご相談下さい。
MK-T100-B	ラットマスク固定台
MK-T100-C	検知器接続用ホース
MK-GM10	麻酔ガス検知器

### その他関連商品



**小動物用麻酔器**



**麻酔箱**



**エアタイトボックス**

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室 町 機 械 株 式 会 社**

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750  
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店