

# プランター式鎮痛効果測定装置 #37370



ラット・マウスを無拘束の状態で、熱刺激に対する痛覚過敏度を迅速に測定できます。

本装置は

1) コントロールユニット 2) 可動式赤外線光源 3) プラットフォーム 4) ガラスプレート  
5) ラット・マウス用チャンバー で構成されています。

ラット・マウス用チャンバーは3匹用が用意されています。

ラットの後肢に IR 光源から熱刺激を与え、反応時間をカウンターで自動測定します。

仕 様	
熱刺激	IR 光源 (ハロゲンランプ)
LCD 表示	反応時間 : 3 桁、0.1 秒単位、IR 強度 : 2 桁
外形寸法	W850 × D350 × H400 mm
電 源	100VAC 50/60Hz
専用プリンタ	2600 マルチファンクション・プリンタ (別売)

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室 町 機 械 株 式 会 社**

本 社 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL: 03-3241-2444  
大阪営業所 : 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパール新大阪ビル TEL: 06-6302-1277  
福岡営業所 : 〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL: 092-651-7750  
E-mail : sales@muromachi.com URL http://www.muromachi.com/

販売代理店