

リージョンマーキングデバイス

No. 53500



小動物標本の局部に電流損傷(Lesion)を作成するための装置で、 $10\mu\text{A} \sim 99\text{mA}$ の定電流で行われます。

動作モードでは、“連続通電モード”と“プリセットモード”があり、出力部には保護回路が内蔵されています。

仕 様	
リージョン電流	定電流 (DC)、 $10\mu\text{A} \sim 99\text{mA}$
最大電極抵抗	$20\text{M}\Omega$ ($10\mu\text{A}$) \sim $2\text{k}\Omega$ (100mA)
本体寸法	W250×D150×H110 mm 1.5 kg
電 源	115VAC 50/60Hz 20VA

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィナーネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店