

マウス用イグルーファスト・トラック回転ケージ カウンターユニットセット MODEL MK-713/CU01



FTC-01 カウンターユニット



FT-713 マウス用イグルーファスト・トラック回転ケージ

FT-713 仕様	
出力	接点
材質	硬質プラスチック
寸法	φ155×最高部 H100 mm
重量	約 230 g

FTC-01 仕様	
表示	LCD 6桁 (0~999999)
寸法	W80 × D100 × H35mm
重量	170 g

外觀及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店