

円形 25 区画オープンフィールド OF-25R(ラット用) OF-25M(マウス用)



オープンフィールドテストはラットやマウスの行動観察では代表的な実験の1つです。新奇環境に初めておかれた実験動物は探索行動が増加し、移動やレアリング行動、排泄等が増えますが、時間の経過と共に環境に慣れていき、洗顔や見繕いのような安定した情動行動が増加してきます。並行して移動行動も安定してきます。ビデオトラッキング・システムを使用する事により、フィールド内を決められた 25 区画に分け、区画内の滞留時間や移動距離、時間等も自動で測定する事ができます。

円形オープンフィールド仕様	
低床部寸法及び、壁高	ラット用：φ750×H400mm マウス用：φ500×H400mm
材 質	塩化ビニル製(グレー) 走行部表面、カイダック処理
組立・分解	床及び、壁部4個に分解可能

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

* 別仕様も作成致します。お問い合わせ下さい。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店