

ショックジェネレータ・スクランブラ SGS-002/T



SGS-002/T 型はロジックコントロール・マルチスクランブラを装備した交流高電圧型のショックジェネレータ・スクランブラです。交流型の採用により直流型とは比較にならない安定した刺激を与えることが出来ます。また、短時間の刺激でも確実にグリッドに伝えることが可能です。SGS-002/T 型はグリッド刺激以外の目的（例えば脳内電気刺激等）にも使用できるように、出力電流は $5\mu\text{A}$ ～4mA のワイドレンジに設定されており、更に非スクランブル刺激用端子も装備されています。刺激呈示時間の設定には、0.1～99.9 秒の内部タイマーを利用した内部タイマー・モードと、外部の制御機器によってコントロールされるリモート・モードの 2 種類のモードが用意されており、スイッチで選択することが出来ます。

SGS-002/T 仕様	
出力電流	0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.5、3.0、4.0 mA RMS
レンジ	×1 ×0.1 ×0.01
コンプライアンス電圧	AC1400Vp-p 50-60Hz
スクランブル	9ライン、ロジックコントロールによるマルチスクランブル
制御入力	DC5～24V または 接点
出力タイマー	1. 内部タイマー・モード：0.1～99.9 秒（水晶発振タイマー） 2. リモート・モード：外部入力による出力時間の制御
出力端子	1. スクランブル出力：20P 角型コネクタ 2. 非スクランブル出力：3way 端子
外径寸法	W418 × D300 × H100 mm
重量	約 5kg
電源	AC100V 50-60Hz

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店