

モンキーチェア

MK-MC/KS



本装置は、ニホンザル、アカゲザル、カニクイザルなどのサル類を固定する装置です。サルのおおきさに合わせて首、胴体、腰、の固定位置をそれぞれ調節でき、首固定部においては高さだけでなく、角度も調節できるため、首回りが苦しく無いように固定することができます。さらに、実験に合わせて装置全体の高さも調節することができます。

本装置は、キャスターが装備されている上、小型設計になっているため、移動が簡単に行えます。また、サルの排泄物を受けるトレイは標準装備としています。

※本装置は玉川大学脳科学研究所の鮫島和行教授のご指導のもと作成されました。

仕様

材 質	アルミ、ステンレス、塩ビ
外形寸法	W350mm × D450mm × H900mm

※特注仕様および購入後の改良等も承りますので、お問い合わせください。

外見及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店