

パルスオキシメータ

MK-PO1



このスタンドアロン型パルスオキシメータは、麻酔下の動物において、組織の表面に設置した非侵襲性トランスデューサを用いて、尾、耳、舌、または足で、動脈血酸素飽和度 (SpO₂) および心拍数の測定をすることができます。

心拍数と SpO₂ を連続的に表示可能なフロントパネルディスプレイを備えています。

パルスオキシメータは、コンピュータの標準 USB ポートに接続することができます。付属のソフトウェアでは、心拍数と SpO₂ の読取りだけでなく、動脈パルスのトレースをチャートレコーダーのように表示できます。

データは、グラフや統計プログラムにインポートするための ASCII テキストファイルとして保存することもできます。

ソフトウェア稼働に必要な動作環境

- ・ WindowsXP、Vista(32bitのみ)、Windows7(32bitのみ)
- ・ 標準 USB ポート

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店