

サーモメータ TH-5 Physitemp社製

- 研究・医療分野での使用に最適
- 安全なバッテリー駆動
- 高い安定性
- 正確で経済的



※三脚、プローブは別売です。

TH-5はPhysitemp社製品の中で最も経済的な温度計です。

他製品と同じ精度(±0.1°C 1digit)、分解能を持ちますが、測定温度範囲が狭くなっています。

TH-5は、生理学的範囲内の連続的な温度の読み取りがよく行われる実験や医療現場に適しています。

TH-5の測定温度範囲は25~45°Cで、プローブ入力は1つです。データ集録用アプリケーションが必要な場合、アナログ出力をオプションでつけることができます。

TH-5は、センサを接続してスイッチを入れるだけで使用できます。

安全のため、電池式になっています。駆動時間は約1200時間です。

デジタル表示は、0.1°C(±1 digit)まで読み取れます。

Tタイプ熱電対プローブなら、どれも使えます。Tタイプ熱電対プローブは別売です。詳細は弊社WEBページ(<https://muromachi.com>)をご確認ください。

TH-5 仕様

測定温度範囲	25~45°C
プローブ入力数	1
分解能	0.1°C
精度	0.1°C ±1 digit
表示	5インチ LCD
電源	電池式
駆動時間	約1200時間
アナログ出力	オプション 約10mV / °C
寸法・重量	約 W153 x D159 x H64mm , 1.2 kg

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD. 室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラファイネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

2018.09.19

販売代理店