

nUVaClean UV Pipette Carousel

～ UV滅菌機能付きマルチピペットラック ～



nUVaClean™は、6本のピペットを収納・保護するだけでなく、ピペットシャフトの汚染を防ぐ、最初で唯一のピペットラックです。

nUVaClean™は、殺菌効果のあるUV-Cランプを使用しており、高効率のリフレクター/コンセントレーターは、ピペットシャフトを254nmのUV光に完全に浸します。

この曝露により、微生物汚染物質 (DNA, マイコプラズマ, バクテリア, 細菌, ウイルス) を破壊し、PCRやその他の繊細な手技でのクロスコンタミネーションを防止することが出来ます。

nUVaClean™にシングルチャンネルピペットを格納し、「スタート」ボタンを押すだけで自動検出サイクルが始まります。28分後、nUVaCleanの電源が自動的にオフになり、最大6本のピペットが安全で清潔で使用可能な状態になります。

- ◆ UV-C Lamp and reflector system destroys 99% of DNA
- ◆ Eliminates cross-contamination
- ◆ 360° UV Exposure
- ◆ Fits any single channel pipette (最大6本収納可能)
- ◆ Compact 6.5in. (17cm)

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店