


# Deltaphase Isothermal Pad

～デルタフェイズ保温パッド～



小動物の麻酔下での体温低下対策に！

## 主な特長

- ◆ お湯または電子レンジで暖めて使用します。
- ◆ 37℃の体温を数時間維持します。
- ◆ 電気器具を使用しないので、電気生理実験においてノイズの心配がありません。
- ◆ 繰り返し使用できます。(使用環境により繰り返し可能回数は変わります)
- ◆ サイズは200×200×20mmです。

商品構成		
型番	品名	数量
39DP	デルタフェイズ保温パッド	3枚
39DP-1	デルタフェイズ保温パッド	1枚

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室町機械株式会社**

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444  
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750  
 E-mail: sales@muromachi.com URL <http://www.muromachi.com/>

販売代理店