



ダークラムアニマルホルダは、三叉神経刺激用の新しいラットホルダです。Ugo Basile社 Plantar Test または Dynamic Plantar Aesthesiometerで使用可能な最新のツールです。

この新しいホルダによって、三叉神経によって支配される領域への刺激を行うことができます。

#37100にはラットの大きさに適したものが使用できるよう、2つの大きさのホルダが含まれています。

ホルダサイズ	目安体重
Medium size	Rat 175 ~ 250g
Large size	Rat 250 ~ 400g

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
 室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店