

モーリス水迷路

MWM-04R(ラット用)/MWM-04M(マウス用)



本製品は水を入れた円形のプール、任意の位置に設置したゴール台により構成されます。実験動物を泳がせゴール台にたどり着くまでの時間を測定する、主に記憶学習の試験に使用されます。同じ実験動物を何度か泳がせると、空間認知によりゴール台にたどり着くまでの時間が短くなっていきます。

モーリス水迷路 MWM-04 仕様	
材 質	塩化ビニル製(グレー)一体型(ラット、マウス共通) * 別色も承ります。お問い合わせ下さい。
内 寸	ラット用 : ϕ 1500 × H450mm マウス用 : ϕ 1200 × H300mm

ゴール台 仕様	
材 質	透明アクリル製、硬質ゴム(ラット、マウス共通)
寸 法	ラット用 : ϕ 120 × H170~300mm(稼働型) マウス用 : ϕ 100 × H170~300mm(稼働型)

付属品 : 排水用水中ポンプ

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL: 03-3241-2444
大阪営業所 : 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパール新大阪ビル TEL: 06-6302-1277
福岡営業所 : 〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL: 092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

2020.12.01

販売代理店