

Ugo Basile 社製

マウス・ラット用回転ケージ

Rotating Wheels for Rodent Activity

For Mouse Cat. No.1850

For Rat Cat. No.1800

ACTIVITY



EASY
MONITORING OF
RODENT MOTOR
ACTIVITY

本装置は、実験動物（マウス、ラット）の自発運動量を回転ケージによって計測する装置です。回転ケージはステンレス製で、摩擦の少ないテフロンブッシング加工によりスムーズな動作を実現しました。

また、回転ケージは標準付属の透明ポリカーボネート製のホームケージに収納されており、長期間の自発運動量を定量的に観察するのに適しています。

回転数は付属のカウンタに表示されます。

*写真内の給水瓶は別売りオプションです。

*カウンタを除いた回転ケージのみ（ラット用：1800-S、マウス用：1850-S）も販売しています。

仕 様		
	ラット用回転ケージ 1800	マウス用回転ケージ 1850
出 力	磁気スイッチ出力 及び 液晶カウンタ	
材 質	透明ポリカーボネート、ステンレススチール他	
外形寸法	W320×D470×H480 (mm)	W260×D380×H370 (mm)
ホイール寸法	φ350mm 2mmグリッド 8.8mm間隔	φ250mm 2mmグリッド 7mm間隔
重 量	約7kg	約5kg

関連商品

室町機械製回転ケージ

各種回転ケージもご用意しております



マウス用FT-713



カウンタユニット FTC-01



マウス用MK-700 ラット用MK-750

Lafayette社制回転ケージ



ラット用#80859



マウス用#80820

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: https://www.muromachi.com/

販売代理店