

“New Standard” Stereotaxic Instrument

Rat & Mouse Stereotaxics

Model 51500



Most Versatile Stereotaxic Instrument

本装置はラット・マウス兼用型のステレオタキシックです。


Nose bar 部をラット用、マウス用と付け替えることによって、1 台でラット、マウスの両方でのご使用が可能です。

また U-Frame 式の構造では無い為、広い作業スペースが確保可能です。


材 質	“U”フレーム & ベースプレート:アルミ合金 その他の部分:ステンレススチール
寸 法	ベースプレート: W255 x D350 mm
重 量	約 5 kg

主な特長

- ラット、マウスどちらでもご使用可能です。
 - ラット及びマウス用の Nose bar、Ear bar がそれぞれ付属しております。
 - グリット付なので簡単にポジションを決めることが可能です。
 - ラット用の Ear bar は鋭角と鈍角のダブル仕様となります。
 - マウス用イアバーはカップ付で実験に合わせてご使用可能です。



ラット仕様



マウス仕様

- 豊富なアクセサリが用意されています。
 - Brain Infusion 用ステレオタキシク・インジェクタ
 - ALZET 浸透圧ポンプ用カニューラホルダ
 - ステレオタキシク・ドリル
 - ガス麻酔マスク
 - ステレオタキシク用体温コントロール・システム

- セカンドマニピュレータ(オプション)を取り付けることもできます。
- 超精密マニピュレータのタイプやデジタルディスプレイタイプも対応可能です。



デュアルマニピュレータ仕様

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィエネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店