

# ハイスピード・ステレオタキシクドリル HSD-1000



(ステレオタキシク本体は含まれません)

HSD-1000は小動物用ステレオタキシクIMPACT-1000シリーズのエレクトロード・マニピュレータに取り付けて使用できるステレオタキシクドリルです。

## 主な特長

- スピードはダイヤル又はフットスイッチにより自在にコントロールできます。
- 回転数は0-38,000 rpmで時計回り、反時計回りのどちらでも使用できます。
- モーターが過負荷状態になるとオーバーロード保護ライトが点灯し、ビープ音が出るようにデザインされています。
- IMPACT-1000シリーズや他のステレオタキシク(一部商品を除く)にも取り付けが可能です。

## <構成品内訳>

ハンドピースx1, ステレオタキシク接続用ホルダx1, コントロールボックスx1, フットスイッチx1, スチールバーセット

\* スチールバーセット内容: 0.2, 0.5, 0.7, 0.79, 1.0, 2.1, 2.35 mmの計7本

仕 様	
ハンドピース長	165 mm
コントロール・ボックス寸法	W115 x D145 x H95mm
フットスイッチ寸法	W110 x D170 mm

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室 町 機 械 株 式 会 社**

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラファイネ箱崎 TEL:092-651-7750  
E-mail: sales@muromachi.com URL http://www.muromachi.com/

販売代理店