

麻酔ガス回収フィルタ (4 本入) AneTrap4



本回収フィルタは、実験動物への“導入および維持麻酔時の余剰麻酔ガス”を吸着・除去するために使用します。

従来の回収フィルタに比べ、

- ・大容量の麻酔因子の回収が可能です。
- ・取付、交換が簡単で、内部吸着剤自体を交換する手間や、それにより、手や衣服を汚したり、吸着剤交換時の粉塵を吸い込んだりする危険がありません。
- ・変換アダプタを使用することにより、室町機械製旧タイプの余剰麻酔ガス回収装置に取り付けることも出来ます。

回収重量：約 400 g

* 麻酔薬 1 瓶(250cc)分のガスを、本フィルタ × 1 本で回収することができます。

仕 様	
入り数	4 本入
回収重量(1 本当)	400g

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店