

米国AS I社製

ラット/マウス用 ブレインマトリックス



CORONAL



SAGITTAL



MK-BSBL

脳の形にくりぬいた亜鉛製のブロック内に脳サンプルを入れ、カミソリ刃を落とすだけで新鮮脳のスライスが得られます。ブロックには等間隔（1mm）にスリットが刻まれているので、作業はとても簡単です。従来、脳スライスサンプルを作成する作業には経験を要し、個人の技量によりその厚さ等が異なるため実験上不都合なことがありましたが、この金属製ブレインスライサを使用することにより誰にでも再現性の高いスライスサンプルを作成できるようになりました。

ラット用とマウス用の2種類があり、スリット間隔はどちらも1mmです。

更に、コロナル(CORONAL)とサジタル(SAGITTAL)の2タイプが用意されていますのでご注文の際にはいずれかをご指定下さい。

材質	対象	スリット間隔	スリット方向	型式
亜鉛	Adult Mouse 30g	1mm	Coronal	BS-Z 2000C
	Adult Mouse 30g	1mm	Sagittal	BS-Z 2000S
	Rat 125-185g	1mm	Coronal	BS-Z 3000C
	Rat 125-185g	1mm	Sagittal	BS-Z 3000S
	Rat 200-400g	1mm	Coronal	BS-Z 4000C
	Rat 200-400g	1mm	Sagittal	BS-Z 4000S

純正ブレード

材質	品名	型番
ステンレス	ブレインマトリックス用ブレード 0.22mm厚 25枚入	MK-BSBL

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: http://www.muromachi.com/

販売代理店