



VF-PT/MM (金網メッシュ付)

VF-PT/NMM (樹脂メッシュ付)


本製品は、触覚試験用機器の【ダイナミックプランタエステシオメータ】、【タックタイルテスト20ピースキット】、【エレクトロニックボンフライ】等で使用できる専用プラットフォームです。

従来は金属製の測定用メッシュであった為、動物の四肢に冷たさが伝わってしまう状況下で実験が行われていました。本製品は、樹脂製の測定用メッシュを採用しており、金属製の様に冷たさを動物に与えず、実験を行うことができます。樹脂製メッシュである為、動物に噛み切られることがありますが、簡単に張り替えることができます。(ご注文時に金属製メッシュタイプに変更可能です。) また、プラットフォームの高さは、任意で調整がすることができ、さらに、収納しやすいよう分解できる仕様になっています。

## 仕様

寸法	走路部：塩化ビニル（グレー）
1ユニットの使用面積	190mm×200mm（上記1台で2ユニットの網を搭載）
高さ調整可能範囲	50mm～500mm
全体重量	3.75kg

※別売で、本プラットフォーム用アニマルケージや、張替網もございます。



VF-4MC

VF-4RC

触覚試験用マウスケージ VF-4MC	
外寸	D120mm×W100mm×H140mm
材質	アクリル
ch数	1ケージ2ch×4ケージ
触覚試験用ラットケージ VF-4RC	
外寸	D190mm×W100mm×H200mm
材質	アクリル
ch数	1ケージ1ch×4ケージ

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。