

動物用高周波電気メス プログV

VDSM1



軽量でコンパクト、しかも高性能。チップの種類も豊富です。



コンパクト設計で、簡単に設置できる高周波電気メスです。完全ソリッドステート化されているため、スイッチ ON で直ちに使用でき、また消費電力も大幅に少なくなっています。

切開、切開と凝固、凝固と止血の 3 種類の高周波電流をワンタッチで選択でき、付属のハンドピースは軽量で、実験者の疲労を最小限にとどめるように設計されています。

8種類 of 付属チップは簡単に着脱でき多種類で状況・目的に応じて使用できます。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.

仕 様	
使用電源	100VAC 50/60Hz
最大出力	45W
発振周波数	1MHz 高周波利用設備許可申請不要
外形寸法	W150 × D198 × H85mm
重 量	約 2.4kg

付属品一式



ハンドピース/ハンドピースコード（3m）/チップ：8種類/対極板/フットスイッチ
電源コード/チップケース/チップスタンド/チップ清掃用パフ
（チップ、ハンドピース及びハンドピースコードはオートクレーブ可です）

クラス分類：管理医療機器

動物用医療機器承認番号：農林水産省指令 27 動薬第 3575 号

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

製造販売・製造：株式会社 モリタ東京製作所

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィナーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店