

ラット・マウス用プレシジョン・ペレット

行動科学実験用に最適!







ラット用 45mg:F0021-J

マウス用 20mg:F0071-J50

マウス用 14mg:F05684

主な特長

- 栄養素の含有量は、National Research Council の推奨条件を満たし、硬さ、重量および大きさに関して 規定通りにテストされており、正確で一貫した食事成分を保証する GMP 環境下で生産されています。
- 本ペレットは行動実験の報酬として、またメンテナンス食としても適切です。
- マウス用 14mg 及び 20mg、ラット用 45mg の球状で、弊社製オペラント学習実験装置、及び摂食モニタシステムのペレットディスペンサに使用できます。(ペレットディスペンサはマウス用、ラット用、サル用がございます。その他、放射状迷路にも使用されております。)
- 保管するときは、直射日光・高温多湿の場所を避けて下さい。
- 特別仕様の風味、色、成分等を追加することもできますのでお問い合わせ下さい。



TYPICAL NUTRITIONAL FORMULA			
Protein	18.5%	Fat	4.9%
Fiber	4.5%	Ash	4.3%
Moisture	5.0%	Carbohydrate	61.5%

CALORIC VALUE

3.62kcal/gm

※ 成分証明書はリクエストに応じて発行いたします。(有料)

INGREDIENTS

casein, sucrose, fiber, dextrose, DL-methionine, L-cystine, choline, corn oil, corn syrup, mineral mix, vitamin mix and flowing agents

入数		
マウス用(型番:F05684)	14mg× 約 50,000 粒	
マウス用(型番:F0071-J50)	20mg×約 50,000 粒	
ラット用(型番:F0021-J)	45mg×約 20,000 粒	

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.

本 社:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444 大阪営業所:〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277 福岡営業所:〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750 E-mail:sales@muromachi.com URL https://www.muromachi.com/

販売代理店