

# 小動物麻酔セットⅡ

## MK-AL21SK-ST2



余剰麻酔ガス回収器付きのセットです（※ 別途医薬品の麻酔薬が必要です。）

本セットは、イソフルラン、セボフルラン等気化麻酔薬を使用した麻酔セットです。麻酔ガスを発生させる麻酔器、導入麻酔用の麻酔箱、維持麻酔用のマウスピース、余剰麻酔ガス回収器及び、専用フィルタ、麻酔回路に必要な接続用チューブ、接続用コネクタが一式に含まれておりますので、麻酔薬を充填すれば麻酔の導入・維持を行うことができます。（医薬品以外の麻酔薬を使用される場合は、別売のアダプタが必要になります。）

セット内訳		麻酔器 仕様			
麻酔器本体	1台	流量	0.5 ~ 5 L/min (※回収器共に)	外 寸	W180 × D260 × H435mm(麻酔器) W150 × D200 × H220mm(回収器)
気化器(1個選択) ※ボトルアダプタ付	1台	濃 度	0 ~ 5%	重 量	7.5 kg(麻酔器)、2.6kg(回収器)
シリコンマウスピース (ラット又はマウス)	任意の 2個	充填容量	140ml(最大量)	電 源	100VAC 20W
接続チューブ、コネクタ	各1式	麻酔箱仕様(以下の内任意の1つ選択)			
麻酔箱(右の表より)	任意の 1台	麻 酔 箱 ミ ニ	MK-ICXS	約W16 × D10 × H10cm(チューブ部分含まず)	
余剰麻酔ガス回収器	1台	麻 酔 箱 ス モ ー ル	MK-ICS	約W25 × D10 × H10cm(チューブ部分含まず)	
麻酔ガス回収フィルタ	1本	麻 酔 箱 ミ ド ル	MK-ICM	約W25 × D15 × H20cm(チューブ部分含まず)	
		麻 酔 箱 ラ ー ジ	MK-ICL	約W25 × D20 × H20cm(チューブ部分含まず)	

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室 町 機 械 株 式 会 社**

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444  
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィナーネ箱崎 TEL:092-651-7750  
 E-mail: sales@muromachi.com URL: http://www.muromachi.com/

販売代理店