

小動物用麻醉箱(半遮光型)

MK-ICS-CM



小動物のガス麻醉時の導入用の麻醉箱です。
維持麻醉を行う前に麻醉箱にて動物に麻醉をかけることにより、安全に維持麻醉へ移行することが可能です。

従来の透明アクリル製麻醉箱に比べ、実験動物(げっ歯類)が見えづらい色の素材を使用することにより、動物へのストレス負荷を減らし、実験を円滑に進めるための新製品です。

実験動物から箱の外は見えづらい状態ですが、半透明であるため、研究者から動物の状況が確認できる仕様になっています。

麻醉箱仕様

麻醉箱(半遮光型)	MK-ICS-CM	約W25×D10×H10cm(チューブ部分含まず)
-----------	-----------	---------------------------

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店