

実験動物用精密手術器具セット

- ◆ ステレオタキシク手術器具セットには、マウスまたはラットの定位固定手術に必要な基本ツールが含まれています。
- ◆ ツール収納用に滅菌コンテナも付属しているため、収納や持ち運びにも便利です。
- ◆ FST精密手術器具は、熟練したヨーロッパの職人によって製造され、ドイツ又はスウェーデンの最高級ステンレス鋼合金で作られた高性能手術器具です。

ステレオタキシク手術器具セット
FST-ST11 定価 ¥208,000.- (税別)



<セット内容>

No.	品名	規格	型式
1	虹彩眼科ハサミ	9cm	14090-09
2	金冠ハサミ	10.5cm	16044-10
3	眼科用ピンセット	弱曲、10cm	11051-10
4	眼科用ピンセット	直、10cm	11050-10
5	デュモン #5 StandardTip	Inox、11cm	11254-20
6	ピアソン・フリードマンロンジャー	14cm、曲、1mmカップ	16021-14
7	メス替刃	100枚入	10015-00
8	ブレードホルダ#3	12cm	10003-12
9	ハルセイ・マイクロニードルホルダー	12.5cm	12500-12
10	ウルテム製滅菌コンテナ 大	250 × 150 × 20mm	20840-03
11	チッププロテクタ アソートパック	6種 × 5個	29060-00

※製品の的外観および仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

販売代理店

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラファイネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>