


Small Animal Ear Tag ～小動物識別用タグ～ 1005-1シリーズ



Small Animal Ear Tag1005-1シリーズは耐食性、強度に優れたイヤータグです。小動物用に設計され、簡便な装着が可能です。

特注で数字の他にアルファベットを入れることも出来るので、系統の管理等にも有用です。

<対象動物>

- Small Animal
- Research/Lab Animal
- Fish (Fingerling)
- Mouse
- Rat
- Duck



<主な特徴・仕様>

～ Tagのタイプ ～

● 1005-1L (Laser刻印)



- 数字はレーザーで刻印されているため、クリアで非常に高い識別力を保ちます。
- Tagの片面に最大6桁の数字を納めることが可能です。
- 特注でアルファベットを一緒に入れることも可能です。
(*「A001」といったように、数字の頭にアルファベットを入れる刻印も可能です。)
- Tagの両面に刻印したものもご用意可能です。(1005-1L2)

特注例:両面刻印(1005-1L2)



特注例:アルファベット“C”を頭につける



～ 仕様 ～

Materials	Monel合金
Size	約 W2.3mm x D10mm
weight	約0.25g per tag

<標準品価格>

<Laser刻印> 1005-1L レーザー刻印タイプ(高識別力)

型式	入数(番号)	定価
1005-1L1-500	500個(No.1-500)	¥42,000
1005-1L1-1000	1000個(No.1-1000)	¥52,000




Applicator

<Applicator> Tag装着器

24220-00 (旧型式:1005S1)	1本	¥15,600
--------------------------	----	---------

*** 上記価格は室町機械で用意している標準品(数字のみNo.1-500またはNo.1-1000)の場合の金額となります。1000番以降の任意の番号の指定や、アルファベットの追加などの特注をご希望の場合は別途お問合せください。**

<Tag 装着方法>



①Tagの穴とApplicatorの窪みが合うようにTagをApplicatorに取り付けてください。

③Applicatorのハンドルを握るとTagが装着されます。

* 装着時に血管を傷つけないようにご注意ください。

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィエネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店