

ラット・マウス用気管挿管具 MK-OS2



本製品は、ラットまたはマウスへの気管挿管作業を補助する器具です。

挿管具の照明の明るさを調節できます。（単二電池2本使用）

※充電式ではありません。


動物に挿管する補助具speculaはラット用、マウス用short、マウス用longの3つが付属し、機器本体との脱着が簡単にできます。

<マウス・ラット挿管具 1式 内訳>

- ・挿管具（ライト部分含む）（単二電池×2本付） ×1
- ・交換用電球 ×1
- ・specula ×3（ラット用、マウス用short、マウス用long）



ラット用specula
MK-OS2-RSP



マウス用specula(short)
MK-OS2-MSSP



マウス用specula(long)
MK-OS2-MLSP

上記はMK-OS2専用Speculaです。 ※旧タイプMK-OS1用Speculaは使用できません。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277

E-mail: sales@muromachi.com URL <http://www.muromachi.com/>

販売代理店