

Ugo Basile 社製



<日本総代理店>

マウス用レスピレータ



Cat. No. 28025

VENTILATORS

Unique Design

Reliable

Compact

Silent

- ・本装置はStarling's ventilation法に準じて、マウス用に開発されたコンパクト且つ再現性の高いレスピレータです。
 - ・可変ストロークメカニズムを採用し、シリンダ/ピストンアセンブリが交換可能です。(0.5ml、1mlいずれかを選択)
 - ・電子フィードバック制御により、正確な動作を行えますので、信頼性の高いストローク速度制御が可能です。
 - ・換気量は簡単に設定でき、音はとても静かです。
- ※外部TTL信号により、他システム等で同期して駆動/停止ができる機能が付いた、28125というモデルもございます。

仕 様	
対象動物	マウス
ストローク・ボリューム	0.05～0.5ml(0.5mlシリンダ時)、0.1～1ml(1mlシリンダ時)
呼吸数	60～300回/分
寸 法	W200 × D130 × H185mm
重 量	2.5kg
電 源	115VAC 50/60Hz 10W

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店