

## コードレス・マイクロドリル CMD-1000A



CMD-1000A はコードレスでリチャージャブル（6V ニッケルカドミウム電池）の大変使い勝手のよいリサーチ用マイクロドリルです。充電器と 5 種類のスティールバー（ボールサイズはそれぞれ 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm）が標準装備されており、持ち運びに便利なハードプラスチック・ケースに収納されています。通常の使用環境でフル充電時、最大 8 時間まで使用できます。（連続使用は約 45 分）

### <標準装備内訳>

ハンドピース×1、充電器×1、スティールバー×5、収納ケース×1

### <仕様>

ハンドピース・サイズ：長さ 17.5 cm（バーを除く）× 直径 1.9 cm

回 転 数：12,000 rpm

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

#  
MUROMACHI KIKAI CO., LTD.  
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オナール新大阪ビル TEL:06-6302-1277

E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店