

新製品

Muromachi


## 小動物用Handy手術台

MK-OSS

## 小動物用Handy手術台HPセット

(簡易ヒーティングパッド付)

MK-OSS/HP



簡便、お手頃な小動物用手術台です。

マグネット式で動物を簡単・迅速に固定できます。

手術台はステンレス製なので使用後の清掃も簡単に行うことが可能です。

手術台本体はオートクレーブも可能です。

(\* 固定用マグネット、ヒーティングパッドはオートクレーブ不可)

オプションで簡易ヒーティングパッドを装着でき、手術中の動物の保温も可能です。

\* 温度フィードバック機能はありません。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.

## MK-OSS標準付属品

- 手術台 – 1台
- 固定用シングルマグネットOSS-SM – 4個
- 固定用ダブルマグネットOSS-DM – 4個

## オプション

- 簡易ヒーティングパッド OSS-HP

プレート温度：約37℃前後  
(室温で温度設定(L)・温度調整紙使用時)

タイマーOFF機能：2・4・6時間

\*温度フィードバック機能はなし。

\*プレート温度は使用環境に依存します。

- 小動物用Handy手術台HPセット MK-OSS/HP  
(MK-OSS + OSS-HPのセット販売)

製品仕様	
材質(手術台)	ステンレス製
寸法	300W x 210D x 13mm H
重量	約1.5kg



固定用シングルマグネット  
OSS-SM



固定用ダブルマグネット  
OSS-DM

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室町機械株式会社**

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277

E-mail: [sales@muromachi.com](mailto:sales@muromachi.com) URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店