

ラット・マウス用プレジジョン・ペレット

行動科学実験用に最適！



ラット用 45mg:F0021-J



マウス用 20mg:F0071-J50



マウス用 14mg:F05684

主な特長

- 栄養素の含有量は、National Research Council の推奨条件を満たし、硬さ、重量および大きさに関して規定通りにテストされており、正確で一貫した食事成分を保証する GMP 環境下で生産されています。
- 本ペレットは行動実験の報酬として、またメンテナンス食としても適切です。
- マウス用 14mg 及び 20mg、ラット用 45mg の球状で、弊社製オペラント学習実験装置、及び摂食モニタシステムのペレットディスペンサに使用できます。(ペレットディスペンサはマウス用、ラット用、サル用がございます。その他、放射状迷路にも使用されております。)
- 保管するときは、直射日光・高温多湿の場所を避けて下さい。
- 特別仕様の風味、色、成分等を追加することもできますのでお問い合わせ下さい。

ペレットにつきましては、未滅菌となります。

滅菌が必要な場合、ご注文前にお問い合わせ下さい。

TYPICAL NUTRITIONAL FORMULA			
Protein	18.5%	Fat	4.9%
Fiber	4.5%	Ash	4.3%
Moisture	5.0%	Carbohydrate	61.5%

CALORIC VALUE
3.62kcal / gm

※ 成分証明書はリクエストに応じて発行いたします。(有料)

INGREDIENTS
casein, sucrose, fiber, dextrose, DL-methionine, L-cystine, choline, corn oil, corn syrup, mineral mix, vitamin mix and flowing agents

入 数	
マウス用(型番:F05684)	14mg × 約 50,000 粒
マウス用(型番:F0071-J50)	20mg × 約 50,000 粒
ラット用(型番:F0021-J)	45mg × 約 20,000 粒

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。