

～ 仕様 ～

Materials	Monel合金
Size	約 W2.3mm x D10mm
weight	約0.25g per tag

<標準品価格>

<Laser刻印> 1005-1L レーザー刻印タイプ(高識別力)

型式	入数(番号)	定価
1005-1L1-500	500個(No.1-500)	¥45,000
1005-1L1-1000	1000個(No.1-1000)	¥55,000




アプリーケータ

<イアタグ用アプリーケータ> (* Tag装着器)

24220-00 (旧型式:1005S1)	1本	¥17,400
--------------------------	----	---------

* 上記価格は室町機械で用意している標準品(数字のみNo.1-500またはNo.1-1000)の場合の金額となります。
1000番以降の任意の番号の指定や、アルファベットの追加などの特注をご希望の場合は別途お問合せください。

<Tag 装着方法>



①Tagの穴とApplicatorの窪みが合うようにTagをApplicatorに取り付けてください。

③Applicatorのハンドルを握るとTagが装着されます。

* 装着時に血管を傷つけないようにご注意ください。

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277

E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店