

小動物麻酔セットⅡ

MK-A130SK-ST2



余剰麻酔ガス回収器付きのセットです

本セットは、イソフルラン、セボフルラン等気化麻酔薬を使用した麻酔セットです。麻酔ガスを発生させる麻酔器、導入麻酔用の麻酔箱、維持麻酔用のマウスピース、余剰麻酔ガス回収器及び、専用フィルタ、麻酔回路に必要な接続用チューブ、接続用コネクタが一式に含まれておりますので、麻酔薬を充填すれば麻酔の導入・維持を行うことができます。

(試薬の麻酔薬を使用される場合は、別売のアダプタが必要となります。)

セット内訳		麻酔器 仕様	
麻酔器本体	1台	流量	0.5 ~ 5 L/min (※回収器共に)
気化器(1個選択) ※ボトルアダプタ付	1台	濃度	0 ~ 5%
シリコンマウスピース (ラット又はマウス)	任意の 2個	充填容量	140ml(最大量)
接続チューブ、コネクタ	各1式	電 源	100VAC 20W
麻酔箱(右の表より)	任意の 1台	麻酔箱仕様(以下の内任意の1つ選択)	
余剰麻酔ガス回収器	1台	麻酔箱ミニ	MK-ICXS 約W16×D10×H10cm(チューブ部分含まず)
麻酔ガス回収フィルタ	1本	麻酔箱スモール	MK-ICS 約W25×D10×H10cm(チューブ部分含まず)
		麻酔箱ミドル	MK-ICM 約W25×D15×H20cm(チューブ部分含まず)
		麻酔箱ラージ	MK-ICL 約W25×D20×H20cm(チューブ部分含まず)

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277

E-mail: sales@muromachi.com URL <http://www.muromachi.com/>

販売代理店