

実験動物による咬傷防止手袋

動物実験における
インシデント発生防止に



オートクレーブ対応

ウェルケアグローブ

Bye-Bite

型式: MK-WBB

東京科学大学
動物実験施設所属
野田義博先生 監修

術者の不安を和らげ、
動物が感じる不安や恐怖を軽減します。

動物と実験者の安全と心の福祉に寄り添う、ウェルケアグローブ。

製品について

動物と実験者の安全と心の福祉に寄り添う、ウェルケアグローブ。

「ウェルケアグローブ Bye-Bite」は、咬傷事故と“Bye Bye!”できるように、そして動物と実験者の安全と心の福祉に想いを込めて命名された製品です。

動物実験の現場では、初心者が初めて動物に触れる瞬間、緊張や不安が手先に現れ、それが動物にも恐怖やストレスとして伝わる場合があります。このグローブは、術者の不安を和らげ、落ち着いたハンドリングを可能にすることで、動物にも安心を届けます。

製品の特徴

- ・しなやかさと確かな保護性能を両立した構造によって、手指の感覚を残しつつ指先をしっかり守ります。
- ・ラテックス手袋を上から装着することで、より安定した保定が可能です。
- ・オートクレーブ滅菌に対応しているため、SPF エリアでも安全に使用できます。

製品画像



※販売につきましては、
左右別売りとなります。

製品の仕様

品番		MK-WBB
品名		小動物補体手袋
サイズ		SS、S、M、L
リストカラー		白
形状	長さ	ノーマル
	左右	左右あり
	指マチ	マチあり
用途		実験用小動物補体用

使用素材	掌部	ポリエステル			
	甲部	ポリエステル			
仕上り寸法 cm (公差±)		SS	S	M	L
総長 (±1.0)		21	22	23	24
甲中巾 (±0.5)		10	10.5	11	11.5
中指長 (±0.5)		7	7.5	8	8.5
包装形態		左右別 1枚入り			

仕様は予告なく変更することがございます。
製品の色調が実物と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

東京科学大学 動物実験施設所属 野田 義博 先生 監修
製造元: 三協ラボサービス株式会社

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 4 - 2 - 1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪府淀川区木川東 4 - 5 - 3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
E-mail: sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店